

Medi Varic[®]
MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

Medi Varic[®]
COPPER SOCKS



Compresión graduada certificada

Bienestar, salud y comodidad

ANTIEMBÓLICA - TVP

Quirúrgico

18 - 23 mmHg

Clase II

PREVENCIÓN VÁRICE

Baja Compresión

8-15 mmHg

Clase I

CONTROL VÁRICE

Mediana Compresión

15-20 mmHg

Clase I

TERAPEÚTICA VÁRICE

Alta compresión

20-30 mmHg

Clase II

PARA PIE DE ATLETA Y PIE SENSIBLE O DIABÉTICO

Fabricadas de Hilado con Cobre

SPORT

Mediana compresión

18 - 23 mmHg

Clase II



ultra fresh
Protección
antibacterial
*antibacterial
protection*

¿Cómo actúan las medias de compresión?

- ✓ Actúan de forma uniforme, **mejorando la circulación venosa** y proporcionando alivio y descanso a tus piernas.
- ✓ **Disminuyen la hinchazón** de tus pies y tobillos.
- ✓ Son muy útiles para **prevenir la aparición de coágulos** de sangre y sus complicaciones secundarias.
- ✓ Contribuyen a **reducir el dolor** en tus piernas.
- ✓ **Ayudan a controlar la aparición de varices y arañas vasculares**. Estas se atenúan con el uso de las medias, ya que actúan ejerciendo presión para favorecer la circulación sanguínea.
- ✓ Controlan el avance de la enfermedad, disminuyendo el retorno venoso superficial y **estimulando el retorno venoso profundo**.



Recomendaciones



Al ponértelas o quitártelas, usa las yemas de los dedos y evita anillos, relojes o uñas afiladas que puedan romper el tejido.



Ten en cuenta que este producto es realmente delicado y especial, evita lavar las prendas utilizando detergentes muy fuertes, suavizantes y evita secarlas a temperaturas altas.



Si posee tirantes removibles, es recomendable retirarlos y lavarlos por separado.



Las medias con Hilado de Cobre puede presentar cambio de color en las zonas donde tiene mayor contacto con el pH de nuestro cuerpo.



Evita el contacto de las medias con superficies ásperas para prevenir daños en el tejido y prolongar su durabilidad.

¡Seguir estas recomendaciones te ayudará a mantener tus medias en buenas condiciones!

¿Sabes cómo ponerte las medias de compresión?



¿Sabes tu talla?



PREVENCIÓN VÁRICE

Baja compresión 8-15 mmHg CLASE I

Recomendada para uso preventivo en pacientes con factor hereditario y/o condiciones de trabajo de pie o sentado mucho tiempo



Ref: 3313

Acanalado

Colores:



Ref: 1113

Transparente

Colores:



Ref: 1111

Transparente

Colores:



Beneficios

- ✓ Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso
- ✓ Banda elástica en pantalón para ajuste perfecto
- ✓ Puntera suave con costura plana
- ✓ Talón anatómico con refuerzo posterior para proteger del calzado en calcetín

Recomendada para evitar la aparición de arañas vasculares y dolores en las piernas



Colores: 1 Negro 2 Azul 4 Visón/Café 5 Beige 6 Sahara

Tallas: S, M, L, XL

VÁRICE

15-20 mmHg CLASE I

*a controlar el cansancio,
cloroterapia, parestesias,
primarias y del embarazo*



*Cremallera lateral con cinta
satinada en slider, que facilita
su postura*

Zipper Socks Unisex

Puntera cerrada

Ref. 532G

Acanalada

Colores: **1** **5**

Dedos libres

Ref. 4313

Acanalada

Colores: **1** **2** **4** **5**

- ✓ Previenen calambres musculares
- ✓ Elaboradas con fibras especiales para aliviar el dolor, pesadez, inflamación y parestesias
- ✓ Recomendadas por especialistas para el tratamiento de venas várices y en tratamientos postoperatorios



Ref: 3323

Acanalado

Colores: **1** **2** **3** **4** **9**

Tallas: S, M, L, XL



Ref. 1129 DL
Transparente
Colores: 5 6



Plantilla pro
circulación

- ✓ Elástico para separar el dedo gordo del pie o "HALLUX"

Ref: 1123 Colores:
Transparente 1 4 5 6

- ✓ Experimenta una reducción significativa en el dolor de piernas
- ✓ Banda elástica para ajuste perfecto



CONTROL VÁRICE

Mediana compresión - 15-20 mmHg CLASE I

Ref: 5222 - Unisex

Opaca Colores: 1 5

Cuenta con un sujetador que evita que se enrolle debido a los vellos de las piernas



Banda siliconada



Banda siliconada en encaje



Ref: 1122

Transparente

Colores: 1 5 6

- ✓ Para el tratamiento de las varices, estas medias de compresión mediana son una elección acertada
- ✓ Previenen calambres musculares y mejoran la circulación
- ✓ Banda silicona en muslo para mantener la media en su lugar



Referencia 1221

Ref: 1121 Colores: 1 4 5 6
Transparente

Ref: 1221 Colores: 1 5
Opaca



Plantilla pro
circulación

Ref: 1127 DL Colores: 5 6
Transparente

Beneficios

- ✓ Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso
- ✓ Tejido liso en la parte superior del pantalón que facilita la postura y brinda una mayor comodidad al utilizarlas
- ✓ Banda elástica en pantalón para garantizar que no se enrolle en la cintura en media a la cadera
- ✓ Talón anatómico con refuerzo posterior para proteger del calzado
- ✓ Puntera suave con costura plana
- ✓ Elástico para separar el dedo gordo del pie o "HALLUX"

TERAPÉUTICA VÁRICE

Alta compresión 20-30 mmHg CLASE II

Ayuda a controlar el dolor, edema, post escleroterapia, pre y post operatorios, venas tronculares, varicoflebitis, várices secundarias y del embarazo.



Ref: 3333
Acanalado

Colores: 1 2 3 5



Ref: 1233 DL
Opaca

Colores: 1 5 6

Beneficios

- ✓ Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso
- ✓ Talón anatómico con refuerzo posterior para proteger del calzado en media al muslo
- ✓ Pantalón con ajuste perfecto
- ✓ Pie con dedos libres para mayor comodidad
- ✓ Banda elástica en pantalón para garantizar que no se enrolle en la cintura en media a la cadera
- ✓ Cuenta con un calzador en textil que facilita su postura
- ✓ Banda elástica con silicona en muslo para garantizar que no se enrolle en media
- ✓ Cuenta con un sujetador que evita que se enrolle en el muslo debido a los vellos de las piernas



Mira cómo usar el calzador textil para colocar la media



**Producto
Nuevo**



SPORT



**PACK X 3
PARES**

**Calceta Unisex
en Hilado con Cobre**
Ref. 560K



- 1 Lengüeta posterior que evita el deslizamiento
- 2 Diseño anatómico en el talón
- 3 Banda que alivia la fascitis plantar
- 4 Hilado de Cobre en la planta del pie, puntera y talón que ayuda a mantener la frescura, protegiendo contra las bacterias causantes del mal olor
- 5 Talón, puntera y planta del pie con tejido acolchado, que brinda amortiguación, comodidad y suavidad

Colores:

Azul



Blanco



Negro



Tallas: S/M, L/XL

Mejora el rendimiento durante el ejercicio y ayuda a la recuperación



Pantorrillera unisex Ref. 5366

- ✓ Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso
- ✓ Anti fatiga
- ✓ Disminuye el cansancio y malestar muscular
- ✓ Tejido circular acanalado

Colores:


Blanco



Azul



Negro



Negro/Verde



Media unisex deportiva con **Hilado con Cobre** Ref. 5663

- 1 Diseño en tejido formando anillos, que protegen y brindan soporte al tobillo
- 2 Puntera y plantilla **elaborada en Hilado con Cobre** para ayudar a eliminar hongos, bacterias, olores, a cicatrizar y regenerar la piel
- 3 Banda que alivia la fascitis plantar
- 4 Amortiguación en la zona plantar del pie




Colores:


Gris



Rojo




Azul



Tallas: S, M, L, XL

Calzador para medias y calcetines de compresión graduada

Producto eficaz y duradero que permite la colocación de medias de compresión con menos esfuerzo, de manera fácil, efectiva y segura



Uso diario ideal para personas con:

- ✓ Artritis / Artrosis / Reumatismo
- ✓ Parkinson
- ✓ Hemiplejías
- ✓ Obesidad
- ✓ Movilidad reducida
- ✓ Embarazo



mira el video de cómo usar

MediVaric[®]

MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

**Conoce nuestras certificaciones,
avales y tecnologías integradas
que respaldan nuestra marca**

Medivaric
pasión por la salud,
compromiso con la vida



Certificación INVIMA

¿Qué es?

Autoridad sanitaria nacional, que vigila y avala los procesos y buenas prácticas de producción, distribución y preservación de nuestros productos.

¿Cómo aplica en Medivarc?

Medivarc se rige bajo los estándares de calidad y seguridad del INVIMA, manteniendo las condiciones higiénicas, técnicas, locativas y de control de calidad en la organización.



¿Qué es?

La Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, es una organización que reúne a profesionales y científicos especializados. Su objetivo es fomentar el estudio, la investigación, la práctica y la educación en el campo de la salud vascular.

¿Cómo aplica en Medivarc?

ASOVASCULAR avala la calidad y beneficios de las medias de compresión graduada de Medivarc, garantizando su cumplimiento con los estándares médicos para mejorar la calidad de vida de los pacientes vasculares.

Certificación en capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento CCAA

¿Qué es?

Avala los requisitos que deben cumplir los establecimientos que importan y/o almacenan dispositivos médicos para uso humano.

¿Cómo aplica en Medivarc?

Certifica que las instalaciones de almacenamiento de Medivarc mantienen la calidad de los dispositivos médicos, con el fin de garantizar que estos no alteren la calidad establecida por el fabricante.

VERIFIED BY:

Registrar Corp

2025

U.S. FDA REGISTRATION

¿Qué es?

La FDA "Food and Drug Administration" es una agencia federal de Estados Unidos que depende del Departamento de Salud. Regula las importaciones de dispositivos médicos, y es responsable de proteger la salud pública.

¿Cómo aplica en Medivarc?

Garantiza que los productos Medivarc cumplen con la reglamentación de salud pública estadounidense y que son seguros para el mercado internacional de dispositivos médicos.



ultra fresh
Protección
antibacterial
antibacterial
protection

¿Qué es?

Tecnología antimicrobiana que ayuda a prevenir el crecimiento de microorganismos, como bacterias y hongos, que causan olores y manchas desagradables en el textil.

¿Cómo aplica en Medivaric?

Cada producto de Medivaric cuenta con esta tecnología, incluida en el acabado del textil, para garantizar la sanitización del producto al contacto humano.



¿Qué es?

Tecnología utilizada en nuestros textiles que están en contacto directo con la piel.

¿Cómo aplica en Medivaric?

La tecnología con nanopartículas de cobre es empleada en nuestros productos para cuidar la piel y mantenerla saludable.



¿Qué es?

Laboratorio suizo especializado en la fabricación de dispositivos para determinar la compresión graduada en medias.

¿Cómo aplica en Medivaric?

Asegura la calidad y efectividad médica de nuestras medias de compresión graduada con precisión en su fabricación.

ICONTEC certifica que el sistema de gestión de la organización ha sido auditado y aprobado conforme a los requisitos especificados en:

Certificación ISO 9001:2015

¿Qué es?

Bajo esta certificación, se demuestra la capacidad de la organización para proporcionar productos que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas, garantizando la calidad de los productos, incrementando la confianza y credibilidad en la industria, facilitando aún más la comercialización en el mercado nacional y de exportación.

¿Cómo aplica en Medivaric?

Demuestra que Medivaric tiene un sistema de gestión integrado de calidad y fabrica productos que satisfacen las necesidades del cliente en el mercado de dispositivos médicos de riesgo 1.

Certificación ISO 13485:2016

¿Qué es?

Norma reconocida globalmente como las mejores prácticas para las organizaciones dentro de la industria de los dispositivos médicos.

¿Cómo aplica en Medivaric?

Bajo esta certificación, se demuestra la capacidad de Medivaric para garantizar la seguridad, funcionalidad y desempeño de los dispositivos médicos comercializados, cumpliendo con las regulaciones y requisitos legales.



Medias de compresión graduada certificada MediVaric



¿Quieres conocer más sobre nuestras medias de compresión?

¡Escanea nuestro código QR y descubre cómo combinamos tecnología y bienestar para cuidar tus piernas con estilo!

Guía de tallas		Circunferencia de la pierna			
Modelo	Largo	S	M	L	XL
	Hasta la rodilla 34 - 39 Cm	Cb: 18-22 cm Cc: 25-31 cm	Cb: 22-26 cm Cc: 32-38 cm	Cb: 26-29 cm Cc: 39-44 cm	Cb: 29-32 cm Cc: 45-50 cm
	Hasta el muslo 74 - 84 Cm	Cb: 18-22 cm Cc: 25-31 cm Cg: 49-53 cm	Cb: 22-26 cm Cc: 32-38 cm Cg: 54-58 cm	Cb: 26-29 cm Cc: 39-44 cm Cg: 59-63 cm	Cb: 29-32 cm Cc: 45-50 cm Cg: max 66 cm
	Panty media 74 - 84 Cm	Cb: 18-22 cm Cc: 25-31 cm Cg: 49-53 cm	Cb: 22-26 cm Cc: 32-38 cm Cg: 54-58 cm	Cb: 26-29 cm Cc: 39-44 cm Cg: 59-63 cm	Cb: 29-32 cm Cc: 45-50 cm Cg: max 66 cm

Cb: Medida contorno del tobillo / **Cc:** Medida contorno del gemelo / **Cg:** Medida contorno del muslo

Largo: Esta medida se toma estando el pie descalzo hasta donde indique la tabla

Registro Sanitario INVIMA 2021DM-0007944-R1
Registro Sanitario INVIMA 2018DM-0018595